

機械器具(21)内臓機能検査用器具

管理医療機器 特定保守管理医療機器 パルスオキシ・カブノメータ 17148020

ハンドヘルドSpO₂/CO₂モニタ ポケットケアー

禁忌・禁止

適用対象(患者) 妊婦、産婦、授乳婦および小児等への適応の項参照]

- CO₂測定に使用するエアウェイアダプタ(YG-101T)およびネイザルアダプタ(YG-120T、121T、122T)の新生児への使用

併用医療機器 相互作用の項参照]

- 高圧酸素治療装置内での使用
- 可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用
- 磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)


形状・構造および原理等

本装置は、救急現場、病院内での患者搬送時、在床、麻酔時などに終末吸気炭酸ガス濃度(ETCO₂)と動脈血酸素飽和度(SpO₂)を手軽に測定できるモニタです。小型軽量で乾電池または商用電源による動作が可能です。


なお、本装置には、表示内容の違いにより、OGS-2001、OGS-2002があります。

型式	表示内容
OGS-2001	ETCO ₂ 濃度、SpO ₂ 値、脈拍数、呼吸数
OGS-2002	ETCO ₂ 濃度、SpO ₂ 値、脈拍数、呼吸数、カブノグラム、プレチスモグラム、トレンド

• OGS-2001



• OGS-2002



構成一覧

名称・型名	個数
本体	OGS-2001 OGS-2002
アラームボールユニット	KG-211W
送信機	ZB-900P
ACアダプタキット	SC-210W
付属品	1式


備考:1.構成部品および付属品は、単体で販売する場合があります。

2.組み合わせて使用できるCO₂センサおよびSpO₂プローブは、すべて既承認品です。
詳細は、取扱説明書 9章 技術資料「オプション一覧」の項を参照してください。

0654-001528A

原理

本装置は以下のブロックで構成されています。



入力部

患者に装着した各種センサを本装置に接続します。各種センサは、取扱説明書 9章 技術資料「オプション一覧」の項を参照してください。

SpO₂ :パルスオキシメトリ法CO₂ :赤外線吸収メインストリーム吸気補正方式

処理/表示部

各種センサから検出された生体電気信号の波形を画面に表示するとともに、各種の数値データを計測します。

各種計測値は上・下限を設定することによりアラームを検出し、画面に表示します。得られた計測値は装置内部のメモリに一定時間記憶されています。また、この数値データを用い、計測値のトレンドグラフを作成します。

プリンタ(オプション)

得られた計測値は装置内部のメモリに一定時間記憶されています。この数値データを用い、オプションのプリンタから計測値のリストおよびトレンドグラフを記録します。

ACアダプタ(オプション)

乾電池動作に代替えし、商用電源(AC100V)から本装置に電源を供給します。

使用目的、効能または効果

使用目的

本装置は救急現場や院内において、終末吸気炭酸ガス濃度(ETCO₂)、呼吸数、非観血動脈血酸素飽和度(SpO₂)、脈拍数の生体情報を連続計測表示するモニタです。

品目仕様等

CO₂測定

- CO₂測定方式
赤外線吸収メインストリーム吸気補正方式

- CO₂濃度測定範囲

0 ~ 100mmHg

- CO₂測定精度(センサ組み合わせ時)

±4mmHg(0 CO₂ 40mmHg)表示値の±10%(40 < CO₂ 76mmHg)

(一気圧大気吸入 結露の無い状態)

- 無呼吸検出

約20 ~ 120秒間の無呼吸状態を検出

(測定設定メニューで時間設定)

- 検出可能呼吸回数

0 ~ 150回/分

4呼吸の移動平均(5mmHg以上のCO₂レベル変動を呼吸として検出)

OGS-2001/OGS-2002の取扱説明書を必ずご参照ください。

SpO₂測定

- SpO₂測定範囲
0 ~ 100%
- SpO₂測定精度(センサ組み合わせ時)
± 2digit(80 % SpO₂ 100 %)1標準偏差
± 3digit(70 % SpO₂ < 80 %)1標準偏差
精度保証環境温度 18 ~ 40
- 検出可能脈波回数
30 ~ 300回/分
- 脈波計数精度
± 3 % ± 1回/分

表示部

- LED
7セグメントLED ダイナミック点灯390Hz
- LCD(OGS-2002のみ)
ディスプレイ FSTN白黒液晶 duty1/128
有効表示面積 112×44.8mm
ドット ドットサイズ0.33mm、ピッチ0.35mm
バックライト LEDバックライト
- LED(アラームポールユニット)
アラームポール(赤色LED)
機器状態表示(緑色LED)

発音部

- 1) アラーム発音(本体、アラームポールユニット)
- 2) ボタンクリック音(本体)
- 3) 脈波もしくは呼吸に同期し発音(本体)

操作方法または使用方法等

本装置と組み合わせて使用できる機器については、別途用意されているOGS-2001/OGS-2002の取扱説明書を参照してください。操作方法等の詳細は別途用意されているOGS-2001/OGS-2002の取扱説明書を参照してください。

電源の装着

乾電池の場合

1. 装置背面の電池ふたのネジを、コインなどを使ってあけ、電池ふたを装置から取り外します。
2. 単三アルカリ乾電池4本を、乾電池セット部の極性表示に合わせてセットします。
3. 電池ふたを元のように取り付けます。

詳細は、取扱説明書 3章 準備する「乾電池をセットする」を参照してください。

ACアダプタの場合

1. 装置右側面のACアダプタインレットふたを開きます。
2. ACアダプタDCアウトプットコネクタを、装置に接続します。
3. ACアダプタにアダプタ付属の電源コードを接続し、もう一方を壁面の電源コンセントに接続します。

詳細は、取扱説明書 3章 準備する「ACアダプタを接続する」を参照してください。

アラームポールユニットから供給する場合

1. アラームポールユニットのモニタホルダに本装置を設置します。
2. 装置右側面のACアダプタインレットふたを開きます。
3. アラームポールユニットのモニタ電源コードを、本装置に接続します。
4. アラームポールユニットに電源コードを接続し、もう一方を壁面の電源コンセントに接続します。

測定の開始

センサの装着

- SpO₂の測定
フィンガープローブまたはディスポオキシプローブを患者に装着します。
詳細は、取扱説明書 3章 準備する「プローブを装着する」を参照してください。

- CO₂の測定

エアウェイアダプタをCO₂センサに接続します。

詳細は、取扱説明書 3章 準備する「CO₂センサ / エアウェイアダプタを接続する」を参照してください。

電源の投入

操作パネルの電源ボタンを「ピピピ」とブザー音が3回なるまで(約1秒以上)押し続けます。

電源投入後、約5秒間、装置は自動的にセルフテストを行います。詳細は、取扱説明書 4章 モニタリングを開始する「電源をON/OFFする」を参照してください。

測定の確認

装置に異常がない場合は、LEDにSpO₂値、脈拍数、ETCO₂値、呼吸数が表示され、呼吸、吸気に同期して脈波バーグラフ、CO₂濃度表示バーグラフの点灯が変化します。

装置に異常がある場合は、ブザー音とLED表示でアラームを知らせます。

詳細は、取扱説明書 4章 モニタリングを開始する「測定を開始する」を参照してください。

測定の終了

操作パネルの電源ボタンを約1秒以上押して、電源を切ります。詳細は、取扱説明書 4章 モニタリングを開始する「電源をON/OFFする」を参照してください。


使用上の注意

使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

SpO₂のモニタリング

- 高熱の患者、末梢循環不全を起こしている患者[センサの位置を頻繁に変えてください。SpO₂プローブの装着部位は通常2 ~ 3 温度が上昇するため、熱傷を生じることがあります。また、装着部位で圧迫壊死を生じることがあります。]
- 以下の場合は、正しく測定できない可能性があります。
 - ・異常ヘモグロビンの量が多すぎる患者(HbCO、Met Hb)
 - ・血液中に色素を注入した患者
 - ・CPR処置をしている患者
 - ・静脈拍動がある部位で測定している場合
 - ・体動がある患者
 - ・脈波が小さい患者

CO₂のモニタリング

- 換気量の少ない患者[エアウェイアダプタ(YG-101T)は5mLの死腔、ネイザルアダプタ(YG-120T、121T、122T)は1.2mLの死腔を考慮した換気を行ってください。死腔があるため、無呼吸状態の検出が困難になることがあります。]
- 換気量の少ない患者[エアウェイアダプタ(YG-101T)またはネイザルアダプタ(YG-120T、121T、122T)は吸気補正式のため、死腔により吸気にCO₂が混入して測定値が不正確になることがあります。]
- 呼吸数が非常に多い患者または不規則な呼吸をしている患者 [測定値自体が不正確になることがあります。]
- 麻酔中の患者[システム設定のNO₂補正をONに設定してください。測定値に誤差を生じます。]  相互作用(併用注意)の項
- 出血傾向、全身状態、栄養状態の悪い患者[マウスガイドが口元に接触し、褥瘡が形成されることがあるので、適時患者の状態を確認してください。]

重要な基本的注意

本装置について


- 本装置の測定データのみで、患者のすべての状態を判断しないでください。医療従事者として訓練された人が本取扱説明書の内容を十分把握したうえで、必ず本装置のデータと他の生体信号や生体兆候を統合して判断してください。
- AC動作で使用するとき、電源コードおよびACアダプタは必ず、当社指定品を使用してください。他の電源コードおよびACアダプタを使用した場合、患者が電撃を受けることがあります。
- 指定品の電源コードおよびACアダプタを使用できないところでは、本装置を電池で動作させて使用してください。指定外の方法で使用した場合、患者が電撃を受けることがあります。

- 患者の周囲では、携帯電話や小型無線機など(施設の管理者が使用を許可したPHS端末機を除く)の電源を切ってください。携帯電話や小型無線機などが発する電波を脈波と誤認し、誤った測定値を表示することがあります。
- アラームボールユニット(KG-211W)に搭載して使用する場合は、アラームボールユニットの添付文書を参照してください。

SpO2のモニタリング

- プローブをテープで固定する際は、テープを強く巻きすぎないようにしてください。同時に、センサの装着部位より末梢側に鬱血が生じていないかなどで、常に血流をチェックしてください。短時間の装着でも血流を阻害し、圧迫壊死および熱傷を生じることがあります。また、血流の阻害で正しく測定できないことがあります。
- プローブは一定時間(ディスポオキシプローブは約8時間、リユーザブルプローブは約4時間)ごとに装着部位を変えてください。SpO2プローブの装着部位は通常2～3 温度が上昇するため、熱傷を生じることがあります。また、装着部位で圧迫壊死を生じることがあります。
- 装着部位が血液などで汚れていたり、患者がマニキュアをしているときは、汚れやマニキュアを落としてからプローブを装着してください。血液やマニキュアの色によっては、透過光が減少し、測定誤差を生じたり、測定できないことがあります。
- プローブの使用により、皮膚の発赤やかぶれなどの過敏症状が現れた場合は、装着位置を変えるか、使用を中止してください。

CO2のモニタリング

- 患者の体重や換気量を考慮してエアウェイアダプタを選択してください。対象外のものを使用すると、呼吸回路の抵抗が増えたり、測定値が不正確になることがあります。
- エアウェイアダプタ(YG-101T)およびネイザルアダプタ(YG-120T、121T、122T)の測定対象は、3歳以上または10kg以上の患者です。
- CO2のモニタリングにあたっては、CO2センサ付属の添付文書を参照してください。特に酸素カニューレ取付け用ネイザルアダプタの使用時には、十分な配慮が必要です。  相互作用(併用注意)の項

アラームについて

- 上下限アラームをオフにした項目についてはアラームは発生しません。オフに設定するときは目視で頻繁に患者の状態を確認してください。

プローブについて

- プローブの取扱いの詳細は、プローブの添付文書を参照してください。

ガスボンベについて

- CO2の校正に使用するガスボンベの取扱いは、ガスボンベに貼付されている添付文書および注意ラベルに従ってください。
- 使用期限を過ぎたガスボンベによる校正は精度を保証できません。

プリンタ(オプション)について

- オプションのプリンタは患者環境内では使用しないでください。

相互作用(併用禁忌・禁止:併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
高圧酸素治療装置(一人用/多人数用)	使用禁止	爆発または火災を起こすことがある
可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用	使用禁止	爆発または火災を起こすことがある
磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)	MRI検査を行うときは、本装置に接続されているトランスデューサ類を患者から取り外すこと	誘導起電力により局部的な発熱で患者が熱傷を負うことがある 詳細は、MRI装置の取扱説明書の指示に従うこと

相互作用(併用注意:併用に注意すること)

医薬品

- 血管拡張作用のある薬剤を投与した場合、脈波波形が変化し、SpO2測定値を表示しなくなることがまれにあります。

除細動器

- 除細動を行うときは、患者に装着したプローブ、CO2センサ、中継コードや延長ケーブルが装置に確実に接続されていることを確認してください。[はずれているコードの金属部に触れると、放電エネルギーにより電撃を受けます。]
- 除細動を行うとき周囲の者は、患者の体の一部および患者に接続されている装置やコード類の金属部分には触れないでください。[放電エネルギーにより電撃を受けます。]

電気手術器(電気メス)

- 電気メスとは近づけて使用しないでください。[電気メスから発生する高周波エネルギーにより本装置が誤動作したり、正しい測定値が表示できないことがあります。]
- SpO2が正しく測定できない場合があります。[電気メスのノイズ]

人工呼吸、呼吸回路(TG-101Tの場合)

- 吸気中にCO2ガスの混入する恐れのある口対口の人口呼吸、ジャクソンリース呼吸回路、メイプルソンド呼吸回路などを使用している患者のCO2濃度測定。[実際の測定値よりも値が低く表示されることがあります。]

酸素マスク

- ネイザルアダプタ(YG-120T、121T)と酸素マスクを併用している患者のCO2濃度測定。[吸気中にCO2ガスが含まれている可能性があり、実際の測定値よりも値が低く表示されることがあります。]

酸素補給用鼻カテーテル(酸素カニューレ)

- 酸素カニューレ取付け用ネイザルアダプタを使用してください。また取付け可能な酸素カニューレであるか装着前に確認してください。
- 酸素カニューレが正しく装着されていることを、他のパラメータの数値を参考にしたり、定期的に患者を観察して確認してください。動脈血酸素分圧の上昇が確認できない場合は、直ちにCO2のモニタリングを中止してください。
- 使用上の注意および装着方法の詳細は、CO2センサの添付文書を参照してください。

麻酔器を併用し、揮発性麻酔ガスを使用する場合

- 麻酔器と併用し、揮発性麻酔ガスを使用する場合は、CO2の測定値が不正確になります。

● TG-101T

ガス名	濃度	測定誤差(mmHg)
ハロセン	4%	+0.9
エンフルラン	5%	+1.5
イソフルラン	5%	+1.8
セボフルラン	6%	+2.8

● TG-121T

ガス名	濃度	測定誤差(mmHg)
ハロセン	4%	約+1
エンフルラン	5%	約+1
イソフルラン	5%	約+2
セボフルラン	6%	約+3

条件:1気圧において5%(38mmHg)CO2、N2、バランスを混合させた乾燥ガス

周辺機器

- 本装置に各種の周辺機器を接続する場合は、必ず当社指定の装置を定められた方法により使用してください。[指定外の機器を接続すると、漏れ電流により患者および操作者が電撃を受けることがあります。また、火災や故障の原因になります。]

妊婦、産婦、授乳婦および小児等への適用

SpO₂のモニタリングについて

- 新生児、低出生体重児については、フィンガープローブ以外のプローブをテープで固定する際は、テープを強く巻きすぎないようにしてください。同時にセンサの装着部位より末梢側に鬱血が生じていないかなどで、常に血流をチェックしてください。

[短時間の装着でも血流を阻害し、圧迫壊死および熱傷を生じることがあります。また、血流の阻害で正しく測定できないことがあります。]

- 新生児、低出生体重児については、症状および程度に応じてセンサの装着部位をより頻繁に変えてください。

[新生児および低出生体重児は皮膚が未成熟であり、SpO₂プローブの装着部位は通常2～3 温度が上昇するため、熱傷を生じることがあります。また、装着部位で圧迫壊死を生じることがあります。]

CO₂のモニタリングについて

- 新生児に対してエアウェイアダプタ(YG-101T) ネイザルアダプタ(YG-120T、121T、122T)は使用できません。[YG-101Tは死腔(5mL) YG-120T、121T、122Tは死腔(1.2mL)があるため]

貯蔵・保管方法および使用期間等

使用環境条件

温度範囲	0 ～ 45
湿度範囲	30 ～ 95 % (結露なきこと)
気圧範囲	70 ～ 106 kPa

保存環境条件

温度範囲	- 20 ～ 65
湿度範囲	10 ～ 95 % (結露なきこと)
気圧範囲	70 ～ 106 kPa

耐用期間

6年(当社データの自己認証による)

保守・点検に係る事項

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
詳細は、取扱説明書 8章 保守点検の項を参照してください。

- 定期交換部品
内蔵リチウム電池 約5年(常温)

包 装

1台単位で梱包

製造販売 **日本光電** 日本光電工業株式会社
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
(03) 5996-8000 (代表) Fax (03) 5996-8091

製造業者 **オータックス株式会社**